

デンタルホビー咬合器専用

SS LABO 模型用プラスチック台



SSLABO 模型は 有限会社 齋藤歯研工業所の製品になります

Quick to install

模型関連作業の効率化を目指し、環境改善に繋げる

環境に配慮したプラスチック台は
咬合器装着の**作業時間**を減らし、固定用の**石膏使用量を半分に抑え**、また**硬化膨張**や、**吸水膨張**の変位を最小限にする効果があります

株式会社
コアデンタルラボ横浜
Core dental



SS ラボ模型用プラスチック台は
特設 WEB サイトでも紹介
// 更なる情報を公開中 //
← 今すぐ アクセス!


特設サイトはこちら

SS LABO 模型の 咬合器装着時間を**半分に**


SSLABO 模型は 有限会社 齋藤歯研工業所 の製品になります

SS LABO 模型の装着が僅か **13.4秒** で完了
素早く簡単で、正確な咬合器装着でより良い技工作業を

当社社員による検証時間の平均になります



ネジを締めるだけでしっかり固定
作業時間9.2秒




分割作業模型を装着
作業時間4.2秒

Quick to install

プラスチック台の
ここが凄い!

point 1

デンタルホビー咬合器に対応




デンタルホビー咬合器
(パター・L・H・F・ソフインホビー) の規格に適合

中央のネジ径と前後の突起部に合わせた形状
で咬合器にしっかり適合します

point 2

再利用可能で変形に強い




当社検証済み!
連続使用 10 回以上使えます!

プラスチック台は、金型から作る射出成形で製作
されており、変形に強く繰り返しの使用に耐える
強度があります

point 3

SS LABO 模型の形状にフィット



SS LABO 模型をプラスチック台にスライドさせ
るだけでしっかり固定できます。ストッパー形
状がズレ・動揺を防ぎます

注・SSLABO 模型 局部用 には対応しません

最小注文数 **1セット** (1セット / 10 枚入り)



プラスチック台の
これも凄い!

